

# 介護用品のレンタルサービス



**昼**は、高くして **夜**は、低くして

ボトムの高さを24cmから超低床の11cmまで下げるには、足元側にある安全スイッチを操作。目視による安全確認をしながらベッドを下げ、挟み込みを予防します。

超々低床リクライニングベッド  
FLB-03J

**FranceBed**  
フランスベッド株式会社

ご利用は



心配のない明るい福祉サービスのパートナー

**ケア・フリー静岡株式会社**

<http://www.care-free.co.jp>

〒420-0816 静岡市葵区沓谷5丁目2-1

営業時間：9時～18時 日曜定休（土・祝祭日は営業）

**TEL.054-267-6655**