

# アクシブ ACSIVE

## 無動力の歩行支援機

弱った歩きの調子を整えます。

モーター・バッテリーをしません。  
バネと振り子の動き作用だけ！

安心・安全

人にやさしい

歩行に同調した動きで自然に  
自力での歩行へ導きます。

簡単

かんたん装着  
充電いらず。



右脚用



ヒップユニットのダイヤルヘッドで  
アシストの強さを変えられます。

カーボンチューブ3種類の  
長さの物から選択できます。

ACSIVE 歩行支援機

左/200105726 右/200105725

NEW

一般  
レンタル

月額レンタル料

10,800 円(税込)

購入 MM

194,400 円(税込)

本体価格180,000円

■サイズ：フリーサイズ(カーボンチューブ3種から選択)全幅22.5cm×全高62cm(最大)×奥行6.5cm ■適用範囲：腰ベルト ■各部サイズ：カーボンチューブと膝ユニット/長さ36cm×厚み2.5cm カーボンチューブ/長さ 23cm・26cm・30cm 各2本 カフ/幅10cm×厚み5cm 膝下ベルト/幅 28cm×0.3cm 腰ユニットと腰ベルト/幅32cm×厚み3cm ■フリーサイズ(胸囲110cmまで調整可) ■重量：本体重量550g ■材質：アルミ軽合金、カーボン/ポリプロピレン/ナイロン/ステンレス/ゴム ●関今仙技術研究所

ご使用について

- 膝や足首を支える機能はございません。
- 現在安全に自立歩行ができる方を対象にしています。
- 転倒の危険がある方は、別途転倒防止対策をしてください。
- ご使用にあたっては、医師やリハビリの専門家に相談の上、ご検討頂くことをおすすめします。

歩行に同調した動きで、自然に自力の歩行に導く緩やかなアシストを行います。



装着側の足を着地し、体幹を前に  
進める際、ヒップユニットのバネ  
を縮め、力を蓄えます。



脚を振り出す際、ヒップユニット  
のバネが伸び、蓄えた力を放出し  
脚が軽く前に出される感じがします。

いままでなかった毎日をつくる。

フランスベッド